

Cunhas Reflexivas

As cunhas reflexivas são indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores usando matrizes transparentes, com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes e com a função óptica de auxílio à polimerização de resina na região proximal. As cunhas reflexivas não necessitam de recortes e/ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno. Disponível nos tamanhos pequeno e médio

Uso: Selecionar a cunha desejada. Inserir a cunha desejada no espaço interproximal. Uma vez concluído o procedimento a cunha deve ser removida.

Composição: Cloreto de polivinila.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. O produto possui uma extremidade pontiaguda e deve ser manuseado de forma a não causar lesão ao paciente. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou pacientes estão estabelecidos.

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Cuñas Reflexivas

Las Cuñas Reflexivas son indicadas para el uso general, en procedimientos restauradores usando matrizes transparentes, con la función mecánica de adaptar la matriz y/o alejar dientes adyacentes y con la función óptica de auxiliar en la polimerización de la resina compuesta en la región proximal. Las Cuñas Reflexivas no necesitan de recortes o ajustes y garantizan la fijación de las matrizes, proporcionando restauraciones libres de exceso sub-gingival y con perfecto contorno. Disponible en tamaños pequeño y mediano.

Uso: Seleccionar la cuña deseada. Introducir la cuña en el espacio interproximal. Una vez concluido el procedimiento la cuña debe ser removida.

Composición: Cloruro de polivinilo.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deberá ser utilizado. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. El producto posee una extremidad puntiaguda por lo que debe ser manipulado con precaución para evitar riesgo de daños al paciente. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Almacenamiento: Almacenar en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar.

Manufacturer: TDV Dental Ltda.
CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000
Pomerode/SC – Brasil
Reg. ANVISA 10291220055
Uso profissional / Uso profesional.
☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

ANP 000200405 REN 13 - 05/2024

Ref.	Código	Conteúdo / Contenido
0.4104	000400002	Cunhas Reflexivas - 20 unidades / Cuñas Reflexivas - 20 unidades
0.4105	000400007	Cunhas Reflexivas - 100 unidades / Cuñas Reflexivas - 100 unidades



Uso único



PT Dispositivo
ES Médico

Translucid Wedges

The Translucid Wedges are indicated for general use, in restorative procedures using transparent matrices, with the mechanical function of adapting the matrix and/or separate adjacent teeth, and the optical function of helping the composite polymerization in the proximal region. The Translucid Wedges do not need clipping and/or adjustments and guarantee the matrix fixing, providing restorations without sub gingival excess and with perfect contour. Available in small and medium sizes.

Use: Select the desired wedge. Insert the wedge into the interproximal space. Once the procedure is completed, the wedge must be removed.

Composition: Polyvinyl chloride.

Warnings, precautions and restrictions: Professional use only. Single use only. Its reuse can cause cross contamination. If there is proven allergy to any of its components, the product must not be used. To avoid an accidental swallowing of this product, it is necessary the application of a total isolation technique of the operator field. The product has a sharp point and must be handled with caution to avoid risk of causing harm to the patient. Any serious incident related to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Storage: To be stored in a cool, protected from sunlight.

Coins Réflexifs

Les coins réflexifs sont indiqués pour l'usage général, en procédés de restauration avec des matrices transparentes, avec la fonction mécanique d'adapter la matrice et/ou d'éloigner les dents voisines, et avec la fonction optique d'aider à la polymérisation de la résine dans la région proximale. Les coins réflexifs n'ont pas besoin de découpages et/ou d'adaptations et assurent la fixation des matrices, proportionnant des restaurations sans excès subgingival et avec un contour parfait. Disponible dans les tailles petites et moyennes.

Utilisation: Sélectionner le coin désiré. Insérer le coin dans l'espace interproximal. Une fois la procédure terminée, le coin doit être retiré.

Composition: Polyvinyl chloride.

Avvertissements, précautions et restrictions: Usage professionnel. Usage unique. Son réutilisation peut provoquer une contamination croisée. Lorsqu'il existe une allergie prouvée à un des ses composants, le produit ne doit pas être employé. Nous recommandons que l'utilisation du produit soit toujours accompagnée de l'isolation absolue du champ opératoire, dans la mesure où des objets libres peuvent être déglutis ou aspirés accidentellement. Le produit a une extrémité pointue et doit être manipulé afin de ne pas causer des blessures au patient. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière solaire.

Manufacturer: TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000
Pomerode/SC – Brasil
Reg. ANVISA 10291220055
Professional use only / Usage professionnel.
☎ 55 47 3395-6115
info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

Ref.	Code	Content / Contenu
0.4104	0004000004	Translucid Wedges - 20 un. / Coins Réflexifs - 20 un.
0.4105	0004000003	Translucid Wedges - 100 un./ Coins Réflexifs - 100 un.

