

## Blanqueamiento Opalescence™ BOOST™ PH 40% x Unidad



6543.jpg



Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio Anterior

\$44.600,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [ULTRADENT](#)

### Descripción

Opalescence™ Boost™ es un blanqueamiento dental médico en la clínica que se activa químicamente, no requiere ningún tipo de lámparas o láseres. El gel se activa en el momento previo a la aplicación mediante el sistema único de doble jeringa.

Opalescence™ Boost™ es un método conservador alternativo para el tratamiento de los dientes oscuros y con decoloración interna (en comparación con coronas, carillas, etc.) consecuencia de enfermedades, lesiones o tratamiento médico como factores congénitos, sistémicos, metabólicos, farmacológicos, traumáticos o iatrogénicos, como fluorosis dental, ictericia, tetraciclina y manchas de minociclina en adultos, porfiria, trauma y eritroblastosis fetal. Opalescence™ Boost™ es un blanqueamiento dental médico en la clínica con resultados inmediatos y, en la mayoría de los casos, el efecto blanqueador continua entre 24 a 48 horas después del blanqueamiento por lo que un ligero cambio en el tono puede ocurrir durante este período de tiempo.

- ¡NO ES NECESARIO USAR LÁMPARA!
- No es necesario refrigerar antes de la activación
- Potente gel de peróxido de hidrógeno al 40%
- De dos a tres aplicaciones de 20 minutos durante un total de 40-60 minutos de tratamiento, con un máximo de 3 aplicaciones por visita
- El gel de blanqueamiento Opalescence™ Boost™ está diseñado para maximizar la comodidad del paciente
- Aplicación precisa
- Aplicación fácil de ver para retirarlo completamente
- La mezcla jeringa a jeringa en la clínica garantiza la máxima fuerza
- El gel blanqueante dental Opalescence™ Boost™ contiene PF (nitrato de potasio y flúor)

Unidades por caja: 1

// //