

Adhesivo Fotocurado Clearfil SE Bond Introkit KURARAY 1.5 ml + 1.25 ml



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$56.900,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Kuraray](#)

Descripción

Primer 1.5ml+Bond 1.25ml

Adhesivo fotocurado Self-Etching de alta performance. Sistema adhesivo que consiste de un primer autograbante y un agente adhesivo fotocurado basado en agua que adhieren al esmalte y dentina en un solo paso. Contiene el monómero patentado MDP que ayuda a eliminar el dolor post-operativo.

USO: Restauraciones directas de composite, sellado de preparaciones de restauraciones indirectas, tratamiento de hipersensibilidad o exposición de cuello dentarios, reparaciones intraorales de coronas, tratamiento de superficies de prótesis cerámicas y composites.

BENEFICIOS: Adhesión y sellado marginal extremadamente alto, primer basado en agua amigable al clínico y a los tejidos, técnica simple e infalible, previene dolor post-operativo, considerado el standard de oro de los adhesivos autograbantes.

Unidades por caja: 1

// //