

Aguja Sutura PGLA Punta Triangular Keeper 4/0 x 12 und.



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$56.200,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Keeper](#)

Descripción

Aguja Sutura PGLA Punta Triangular Keeper 4/0 x 12 und.

PGLA® es una sutura quirúrgica estéril y absorbible compuesta de poliglactina 910. PGLA® es de color violeta con D & C Violeta No. 2, de conformidad con el Código de regulaciones federales de los EE. UU. para una mayor lubricación y suavidad, PGLA® está recubierta con una

Sutura Enhebrada: Aguja Sutura PGLA Punta Triangular Keeper 4/0 x 12 und.

combinación única de poliglicólido-co-lactida (30/70) y estearato de calcio.

Unidades por caja: 12

///