

## Alginato Algi Gel no Cromático MAQUIRA x 410g



Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$6.900,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Maquira](#)

### Descripción

Alginato Algi Gel no Cromático MAQUIRA x 410g

Algi-gel es un alginato de impresión tipo II (tragado normal) utilizado para moldes, trabajos protésicos, confección de modelos de estudio para trabajos de ortodoncia y moldes para confección de restauraciones, coronas y prótesis.

**Indicaciones**

Indicado para moldes totales o parciales de bocas dentadas y desdentadas, para trabajos en prótesis removibles totales o parciales, para la confección de modelos de estudio para trabajos de ortodoncia y moldes para la confección de restauraciones unitarias y múltiples, coronas y puentes fijos.

Unidades por caja: 1

// //