

Alginato Cream Elástico no Cromático 5 Micrones CAVEX x 500g



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$22.800,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [CAVEX](#)

Descripción

- Alginato Cream Elástico no cromático 5 micrones CAVEX x 500g / Escaneable.
- Alginato de velocidad normal de fácil mezclado.
- Tiempo en boca 1.30 minutos.
- Tiempo de trabajo total 3.30 minutos.

- Proporción: 15ml agua - 7g alginato.

Unidades por caja: 1

// //