

Alginato Hydrogum 5 Zhermack x 453g



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$23.600,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Zhermack](#)

Descripción

Alginato Hydrogum 5 ZHERMACK x 453g

Hydrogum 5 es un alginato no cromático con altas prestaciones y escaneable, con una reproducción de detalles en superficie de 5 µm y con 5 días de estabilidad dimensional.

Hydrogum 5 es la solución de Zhermack para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes. Su gran precisión, en cuanto a lo que se refiere a la reproducción de detalles en superficie, similar a la de una silicona, contribuye a obtener unas impresiones exactas. Además, su alta estabilidad dimensional garantiza la exactitud de la impresión hasta 120 horas.

Esto proporciona la tranquilidad al dentista de poder tomar una impresión un viernes y mandarla al laboratorio incluso el siguiente martes, sin preocuparse de que tenga un efecto perjudicial en el resultado.

Al ser escaneable, Hydrogum 5 facilita el acceso a los procesos de digitalización y mejora la comunicación con el laboratorio, el cuál puede obtener directamente un modelo digital (sin necesidad de vaciar la impresión).

Unidades por caja: 1

///