

## Autoclave Láser EGEO 21 Lt "Clase B" Con Bomba De Vacío



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio Anterior

\$3.038.000,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [EGEO](#)

### Descripción

• Autoclave de 21 litros de capacidad, Con Llenado y Secado Automático provista con Bomba de Vacío.

• Cuenta con dos programas de esterilización.

# Autoclaves: Autoclave Láser EGEO 21 Lt "Clase B" Con Bomba De Vacío

---

• Interior Acero Inoxidable AISI 304 y exterior en Chapa Pintada, con pintura Epoxi.

• Control Electrónico con Display LCD y Termocupla PT100.

• Provisto con una variedad de dispositivos de protección.

## Características:

- Carga y descarga frontal. Secado y llenado automático. Secado regulable entre: 5 y 40 min. Programas: 1: 121°C – 1.5 Bar / 2: 134°C – 2.3 Bar.
- Dimensiones: Altura: 40 cm. / Largo: 53 cm. / Profundidad: 60 cm. / Peso: 50 kg. Garantía: 1 año
- Dimensiones de la cámara: Capacidad: 21 lts / Diámetro: 235 mm / Profundidad: 440 mm.

Unidades por caja: 1

// //