

Autoclave SP21 DABI ATLANTE 21L



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$1.820.300,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [DABI ATLANTE](#)

Descripción

Autoclave SP21 DABI ATLANTE 21L

• Potencia: 1700 Watts.

Autoclaves: Autoclave SP21 DABI ATLANTE 21L

- Presión de esterilización: 1,7 kgf/cm² ± 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm²).
- Temperatura de operación: 128°C ± 5 (123 a 133°C).
- Tiempo de esterilización: 16 minutos.
- Tiempo del ciclo completo: 60 minutos.
- Volumen: 21 litros.
- Tanque de presión: en acero inoxidable, rápido calentamiento y enfriamiento del tanque.
- Bandejas: en acero inoxidable Excelente resistencia mecánica.
- Puerta: en aluminio inyectado recubierto de acero inoxidable.
- Posee 18 sistemas de seguridad.
- Producto con certificado CE.

Unidades por caja: 1

// //