

## Blanqueamiento Opalescence™ PF ULTRADENT 35% x Unidad



6538-F.jpg



Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$9.100,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca:[ULTRADENT](#)

### Descripción

La fórmula pegajosa y viscosa del gel Opalescence no se mueve de la cubeta como otros agentes de blanqueamiento, y el gel viscoso queda perfectamente adaptado a la forma de la cubeta. El gel Opalescence contiene PF (nitrato de potasio y flúor). Un elevado contenido de agua evita la deshidratación y la pérdida de tono, lo que convierte al gel Opalescence en uno de los geles de blanqueamiento más fiables del mercado. Un estudio universitario demuestra que el gel sigue siendo activo 8–10 horas durante el blanqueamiento de noche, lo que significa que los pacientes notan los resultados rápidamente, lo cual supone una mayor conformidad. El gel Opalescence está disponible en diversas concentraciones, formulaciones, sabores y configuraciones de kits para satisfacer todas las necesidades de blanqueamiento de sus pacientes.

El gel Opalescence está recomendado para blanquear los dientes con decoloración antes de la aplicación de composites, carillas o coronas. Resulta eficaz para descomponer la totalidad o parte de las decoloraciones dentales internas debidas a factores congénitos, sistémicos, farmacológicos, traumáticos, etc., así como al envejecimiento, de forma que el dentista pueda cumplir el deseo del paciente de tener unos

dientes y unas restauraciones de un color más claro.

- Blanqueamiento cosmético
- El gel blanqueante dental Opalescence PF contiene PF (nitrato de potasio y flúor)
- Gel pegajoso y viscoso que no migra y garantiza la posición segura de la cubeta
- El gel de blanqueamiento Opalescence PF está diseñado para maximizar la comodidad del paciente
- Formulado para evitar la deshidratación y la pérdida de tono
- Tratamiento principalmente ambulatorio, ahorra tiempo de consulta
- Aplicación de día o de noche

Unidades por caja: 1

// //