

Cavitador Ultrasónico Piezoeléctrico Ultramint EMS EIGHTEETH



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$697.000,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca:[Eighteeth](#)

Descripción

Cavitador Ultrasónico Piezoeléctrico Ultramint EMS EIGHTEETH

- Sistema táctil inteligente ultrasensible e impermeable.
- Sistema de autolimpieza inteligente: facilita la desinfección y evita contaminación cruzada.
- Amplio rango de frecuencia: 25kHz-42kHz.
- Tratamiento personalizado según condiciones de la superficie dental.
- Trayectoria de vibración con efecto de pulido.
- Frecuencia automática controlada digitalmente: asegura que el equipo trabaje en una frecuencia estable • Pieza de mano con LED, desmontable, esterilizable en autoclave, ergonómica.
- Soporte para pieza de mano, desmontable y esterilizable en autoclave.
- Control de agua en la pieza de mano.

Unidades por caja: 1

// //