


Cemento Obturador Endodóntico ADSEAL META BIOMED x 13.5g



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab 6579.jpg



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$60.700,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [META® BIOMED](#)

Descripción

Cemento Obturador Endodóntico ADSEAL META BIOMED x 13.5g

- Pasta - Pasta (Fácil de usar [relación 1:2])
- Capacidad de sellado hermético (Aumentando la probabilidad de éxito en el tratamiento de canales radiculares)

- No mancha los dientes
- No se disuelve al contacto con fluidos tisulares
- Excelente biocompatibilidad
- Buena radiopacidad

Aplicaciones

- Sellado Permanente de canales radiculares

Propiedades físicas y químicas

- Tiempo de trabajo: 35 Minutos a 23°C
- Tiempo de Fraguado: 45 Minutos a 37°C
- Espesor de la película: 3.37m

Unidades por caja: 1

// //