

Centrífuga para Cromo EGEO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$522.200,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [EGEO](#)

Descripción

- Las Centrifugas EGEO se encuentran disponibles para prótesis fija y prótesis de cromo.
- Su cuerda de acero le proporciona la fuerza justa para el colado del metal.

Centrifugadoras: Centrífuga para Cromo EGEO

- Base fundida en aluminio y brazo articulado montado sobre rulemanes de primera calidad le brindan al equipo robustez y precisión.
- Posee tambor protector con disparador externo para mayor seguridad y contrapeso de estabilización regulable de acuerdo a la necesidad del usuario.

Unidades por caja: 1

// //