Centrífuga para Fija EGEO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab.

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$466.700,00

Descuento

Haga una pregunta sobre este producto

Marca: EGEO

Descripción

- \bullet Las Centrifugas EGEO se encuentran disponibles para prótesis fija y prótesis de cromo.
- Su cuerda de acero le proporciona la fuerza justa para el colado del metal.

1 / 2

- Base fundida en aluminio y brazo articulado montado sobre rulemanes de primera calidad le brindan al equipo robustez y precisión.
- Posee tambor protector con disparador externo para mayor seguridad y contrapeso de estabilización regulable de acuerdo a la necesidad del usuario.

Unidades por caja: 1

// //