



## Composite Filtek™ Z250 New 3M x 4g - C2



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

21299.jpg



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$29.200,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [3M solventum](#)

Descripción

Composite Filtek™ Z250 New 3M x 4g - C2

Unidades por caja: 1

// //