

Composite X200 Flow Jeringa 1.5g EASYDENT A3



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$6.300,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Easydent](#)

Descripción

Composite X200 Flow Jeringa 1.5g EASYDENT A3
Composite Universal Híbrido Fluido Fotocurable reforzado con NANOPARTÍCULAS
Resina compuesta fotopolimerizable
Nueva fórmula con nanotecnología

Unidades por caja: 1

// //