

Conos de Gutta Milimetrados para Protaper F3 META BIOMED x 60 und.



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$14.600,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [META® BIOMED](#)

Descripción

Conos de Gutta Milimetrados #F3 META BIOMED

- Diversidad de medidas y concididades para poder cubrir una gran cantidad de canales radiculares

- Excelente radiopacidad
- Gran vida útil: 4 años
- Aplicable a todas las técnicas
- Compatible con Protaper

Aplicación

- Relleno y obturación permanente de canales radiculares

Unidades por caja: 60

// //