

Cubetas con Blanqueamiento Opalescence GO™ 15% Kit x 10 und.



6551.jpg



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$118.500,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [ULTRADENT](#)

Descripción

Opalescence™ Go es el blanqueamiento de acceso recomendado pues no necesita de impresiones, modelos ni tiempo en el laboratorio. También es ideal como seguimiento o mantenimiento de un blanqueamiento anterior.

- Nueva cubeta UltraFit ofrece un ajuste extremadamente cómodo y se adapta fácilmente a la sonrisa de los pacientes.
- La adaptación de la nueva cubeta asegura que el gel entra en contacto con todas las piezas, incluidas las posteriores.
- Disponible en 2 concentraciones de Peróxido de Hidrógeno: 10% (30-60 minutos al día) o 15% (15-20 minutos al día).
- La dosificación óptima del gel en la cubeta, permite no desperdiciar material y facilita la limpieza después del blanqueamiento.
- Los geles Opalescence™ PF incluyen nitrato de potasio y flúor. El Nitrato de Potasio se ha demostrado que ayuda a reducir la sensibilidad. El flúor por otro lado ha demostrado que ayuda a reducir la caries y a fortalecer el esmalte. Juntos, aseguran una mejora importante en la salud del diente.

Unidades por caja: 10

// //