

Esterilizador a Cuarzo M40 DRILLCO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$51.400,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [DRILLCO](#)

Descripción

Esterilizador a Cuarzo M40 DRILLCO

- Es pequeña, moderna y estética, con su cuerpo integro en aluminio inyectado.

- El equipo en forma automática mantiene las bolillas de Cuarzo a una temperatura superior de 250 C, el instrumental introducido en segundos queda completamente estéril.
- El diseño está pensado para poder transportarla o para una cantidad de instrumentos más reducida.
- Utilizada en consultorios podológicos y cosmetología para esterilizar instrumental, puntas, etc. Siempre de materiales metálicos.
- Servicio Técnico y repuestos.

// //