

## Estufa Esterilizadora 18 litros 18E Pintada con 3 Bandejas



8211.jpg



Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$777.800,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [EGEO](#)

### Descripción

- La Estufa 18E posee el exterior pintado en blanco y el interior en acero inoxidable, una capacidad 18 litros, como su nombre lo indica.
- Sistema de esterilización sencillo y efectivo.
- Posee controles digitales comandados por un microprocesador y un programa preestablecido de 175°, con la opción de ajustar el tiempo de esterilización.
- Sus tres amplias bandejas perforadas de acero inoxidable permiten acomodar gran cantidad de instrumental, no oxida a los mismos ni afecta puntas ni filos.
- Apertura frontal y una delicada terminación hecha completamente en acero inoxidable proveen al consultorio con altos estándares en equipamiento.
- Alcanza una potencia de 450 W, consumiendo 2.00 A

## Esterilizadoras: Estufa Esterilizadora 18 litros 18E Pintada con 3 Bandejas

---

- Altura: 255 mm
- Largo: 341 mm
- Profundidad: 255 mm
- Peso: 13,5 kg

Unidades por caja: 1

// //