

Estufa Esterilizadora 26 Litros



8212.jpg



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$925.100,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [EGEO](#)

Descripción

Descripción

- Fabricada toda en acero inoxidable.

Esterilizadoras: Estufa Esterilizadora 26 Litros

- Electrónica: 4 Programas preestablecidos con la posibilidad de crear adicionales y la opción de uso manual.
- Capacidad 26 Litros.
- Es un sistema simple y efectivo de esterilización. Tiene controles digitales controlados por microprocesador y varios programas preestablecidos, además ofrece la opción de crear programas acordes a las necesidades del profesional.
- Sus cuatro bandejas de acero inoxidable de gran tamaño pueden contener una gran cantidad de instrumentales, los cuales no se afectan por la oxidación, incluso sus puntas y bordes.
- La puerta de apertura lateral y acabado delicado hechos totalmente de acero inoxidable ofrecen altos estándares en un equipo para cirugía.

Unidades por caja: 1

// //