

Estufa Esterilizadora 3 Litros 220v / 50Hz



8210.jpg



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$422.000,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [EGEO](#)

Descripción

Descripción

- Los Esterilizadores 3L EGEO, están destinadas para la esterilización de pequeños instrumentos utilizados para las áreas de Podología,

Manicuría, Tatuaje y Peluquería.

- Cuenta con un control electrónico que garantiza una temperatura fija de 180°C y un tiempo de esterilización de 2 horas.
- Íntegramente realizado en acero inoxidable e incluye 2 bandejas perforadas.
- Alimentación: 220 V / 50Hz
- Potencia: 75W
- Consumo: 0.5A

Unidades por caja: 1

// //