

Gomas Intraorales para Ligaduras Heavy 1/8"-3.2mm Chipmunk-Ardilla Rojo Easydent x 100 Und.



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$800,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Easydent](#)

Descripción

- Gomas Intraorales para Ligaduras Heavy 6.5 Oz
- 1/8"-3.2mm

- Chipmunk-Ardilla Rojo
- x 100 Und.

Unidades por caja: 100

// //