

Hemosuctor Dual de Alta Potencia 720W EGEO



3065.jpg



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$918.600,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [EGEO](#)

Descripción

Descripción

- El Hemosuctor EGEO es un equipo autónomo de gran potencia de aspiración.

- Muy silencioso y de mínimo mantenimiento.
- El complemento ideal de todo consultorio.
- Es movable y posee la opción de seleccionarla adecuada potencia de succión para cada tratamiento, siendo estas características importantes para optimizar el tiempo del profesional.
- No consume aire comprimido ni agua corriente.
- Es autónomo y silencioso. Su filtro para sólidos y su trampa para espuma aseguran un prolongado uso y un mínimo mantenimiento.
- El equipo cuenta con drenaje manual o automático de acuerdo a las necesidades del profesional.
- Alcanza una potencia de 720 W, consumiendo 2.50 A

Unidades por caja: 1

// //