

Implante BioArgen con Porta Implante Ø: 3,00 mm - L: 6 mm - HI



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$47.800,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [BIOARGEN](#)

Descripción

Implante BioArgen con Porta Implante Plataforma: 3,00 mm - Hexágono: 2,3 mm - L: 6 mm - Hexágono Interno

Unidades por caja: 1

// //