

Ionómero Vítreo para Cementación Tipo 1 Densell 10g + 8ml



1121.jpg



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$30.200,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Densell](#)

Descripción

Ionómero Vítreo Clásico para Cementación Tipo 1

- Este material es para cementación de coronas, puentes, *inlay*, *onlay*, carillas y distintos tipos de prótesis fija.
- Está compuesto en su polvo por partículas de vidrio cerámico que al mezclarse con el líquido forman un material que por acción de la liberación de iones genera una adhesión con los sustratos de esmalte y dentina por un lado y la prótesis por otro.
- Ventajas: Adhesión propia sin *bonding* o intermediarios que permite una fijación adecuada, nula contracción y además extremadamente baja solubilidad ante los fluidos bucales en comparación con los cementos tradicionales

de fosfato o policarboxilato.

- Presentación: Polvo 10g + Líquido 8ml

///