

## Ionómero Vitreo para Restauración Fotocurado Tipo 2 LC KLEPP 16g + 6ml



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$40.600,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Klepp](#)

Descripción

Ionómero Vitreo p/Restauración Fotocurado Tipo 2 LC KLEPP 16g + 6ml

Unidades por caja: 1

// //