

Ionómero Vítreo para Restauración + Muñón Foto MPLC 2 A2 Easydent Kit 5G+2.5ml



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$30.700,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Easydent](#)

Descripción

Ionómero Vítreo para Restauración + Muñón Foto MPLC 2 A2 Easydent Kit 5G+2.5ml

Unidades por caja: 1

// //