

Ionómero Vítreo para Restauración Universal Foto Tipo 2 A3 FUJI GC 5g + 2,6ml



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$57.700,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [GC Corporation Tokyo, Japan](#)

Descripción

Ionómero Vítreo para Restauración Universal Foto Tipo 2 A3 FUJI GC 5g + 2,6ml

Unidades por caja: 1

// //