

## Kit Posicionador de Placa Cone Completo Autoclavable MAQUIRA x 4 und.



Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$51.200,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Maquira](#)

### Descripción

Kit Posicionador de Placa Cone Completo Autoclavable MAQUIRA x 4 und.

Utilizado en periodoncia, facilita la toma de radiografías con o sin aislamiento absoluto.

Insumos: Kit Posicionador de Placa Cone Completo Autoclavable MAQUIRA x 4 und.

---

Ayuda a guiar la angulación de la máquina de rayos X dental en procedimientos periodontales, lo que resulta en imágenes radiográficas estandarizadas y claras.

Unidades por caja: 1

// //