

Kit Posicionador de Placa Cone Endo+ Autoclavable MAQUIRA x 5 und.



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$43.900,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Maquira](#)

Descripción

Kit Posicionador de Placa Cone Endo+ Autoclavable MAQUIRA x 5 und.

Utilizado en periodoncia, endodoncia e implantología para la toma de imágenes en consultorios odontológicos con el mismo producto, permitiendo la radiografía en cualquier tipo de procedimiento cambiando apenas una parte del producto. Por tener conexión de clic, el posicionador puede ser montado de forma rápida y segura.

Insumos: Kit Posicionador de Placa Cone Endo+ Autoclavable MAQUIRA x 5 und.

Ayuda a guiar la angulación de la máquina de rayos X dental en procedimientos periodontales, lo que resulta en imágenes radiográficas estandarizadas y claras.

Unidades por caja: 1

// //