

Lámpara de Fotocurado LED-C Tipo PM WOODPECKER 1000 mW/cm3



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

8820.jpg



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$186.700,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [WOODPECKER](#)

Descripción Lámpara de Fotocurado LED-C Tipo PM WOODPECKER 1000 mW/cm3

// //