

## Localizador de Apice Pro Gold Woodpex III WOODPECKER



dentalab

IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



dentalab

IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$295.000,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [WOODPECKER](#)

Descripción

Localizador de Apice Pro Gold Woodpex III WOODPECKER

- Equipado con pantalla brillante de LCD, proporciona una imagen nítida y un color distinto que muestra claramente la trayectoria de la lima de endodoncia.
- Se calibra automáticamente y muestra siempre unas mediciones precisas.
- Los accesorios son autoclavables, lo que previene de infecciones cruzadas.
- Batería recargable.
- Inclinación de la pantalla ajustable.

Unidades por caja: 1

// //