


Lámpara de Fotocurado 4 LEDs Curing Pen Eighteenth



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$196.400,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Eighteeth](#)

Descripción

Lámpara de Fotocurado 4 LEDs Curing Pen Eighteeth

- Con cabezal 360° y pantalla digital. Tiene varias opciones de curado.
- 6 programas de fotocurado: Ramp, pulse, detector de caries, y 3 programas de memoria personalizables.
- Potencias de trabajo: 1000 mW/cm², 1500 mW/cm², 2300 mW/cm²
- Detector de caries: 600mW / cm²
- 4 LEDs (3 azules, 1 violeta)
- Longitud de onda: 385-515 nm
- Ancho y profundidad de fotocurado: 10mm x 10mm
- Peso: 109g
- Diseño ergonómico
- Para zurdos y diestros
- Uso de batería: 1200 veces

Unidades por caja: 1

// //