

Lámpara de Fotocurado iLED 2 WOODPECKER 3000 mW



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$435.700,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [WOODPECKER](#)

Descripción

Lámpara de Fotocurado iLED 2 WOODPECKER 3000 mW

Unidades por caja: 1

// //