

## Microarenadora Anodizada DRILLCO LAB



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$196.100,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [DRILLCO](#)

Descripción

## Microarenadora Anodizada DRILLCO LAB

Gran eficiencia en la limpieza y micro rugosidades de superficies cerámicas, compuestos y metales antes de la etapa de cementación, tales como coronas, puentes, incrustaciones, cierres de ortodoncia, etc.

- Boquilla giratoria 320°.
- Precisión y fácil manejo de su válvula accionada con un dedo.
- Simple conexión a la línea de aire.
- Ángulo cerrado del flujo de óxido de aluminio.
- Depósito de cristal.
- Esterilizable en autoclave.

// //