

Microarenadora Bio•Art



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$157.600,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Bio•Art](#)

Descripción

Microarenadora Bio•Art

Rápido y fácil de usar. Tiene punta de carburo que promueve una vida más larga y precisión en la voladura.

Aplicaciones:

- Micro retenciones en superficies dentales y partes a cementar;
 - eliminación de cementos;
 - Limpieza del soporte;
 - Limpieza o desengrase de metal o cerámica cuando se utiliza la técnica de "reparación de cerámica intraoral";
 - voladura oclusal para afinar, reemplazar la utilización de carbono;
 - evidencia interna para ajuste y ajuste de la corona;
 - Ajuste de contactos interproximales;
 - Limpieza de piezas fundidas;
 - Eliminación de la oxidación;
- Permite usar óxido de aluminio de 50 y 90 μ (micras)

Se suministra con un acoplamiento rápido para acoplamiento y una conexión de equipo directo (Borden). El acople Midwest no está disponible.

Mod. Standard: Tiene 1 punta fija con un ángulo de 138°.

// //