

## Micromotor M4 Doctor 45.000 rpm DRILLCO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO dentalab

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$388.900,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [DRILLCO](#)

Descripción

### Micromotor M4 Doctor 45.000 rpm DRILLCO

- La serie M4 es la más potente dentro de la línea micromotores, especialmente en baja velocidad.

- El modelo DOCTOR viene equipado con una pieza de mano de 45.000 rpm y un gran torque.
- Posee electrónica con microprocesador digital que detecta el esfuerzo y entrega mayor energía al motor aumentando su torque evitando que la herramienta pueda ser frenada.
- Equipado con un pedal de variación de velocidad en forma independiente de la regulación de la consola.
- Motor eléctrico y sistema de transmisión montado sobre 4 rulemanes.
- Utilizado en odontología, prótesis, podología, especialidades y medicina.

///