

## Micromotor Marathon Champion 3.2 N/cm • 35.000 rpm



Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$193.900,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Marathon](#)

Descripción

Micromotor Marathon Champion 3.2 N/cm • 35.000 rpm

Contiene:

- Incluye pieza de mano reforzada de 4 rulemanes H37L1
- Variador de velocidad continuo 0 a 35.000 rpm Torque 3.2 N/cm 110/220V 50/60HZ
- Caja de control potente y compacta con marcha y contramarcha
- Pedal ON/OFF
- Soporte de apoyo en el control
- Base de goma de apoyo para micromotor

Unidades por caja: 1

// //