

## Micromotor Marathon Escort Pro 4.5 N/cm • 45.000 rpm



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$205.100,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Marathon](#)

Descripción

Micromotor Marathon Escort Pro 4.5 N/cm • 45.000 rpm

MICROMOTOR ESCORT PRO Contiene:

- Caja de control para servicio continuo ESCORT II PRO
- Motor Pieza de mano integrada H37LN 45000rpm 4.5 N/cm
- Pedal SFP27 on/off
- Con sistema de protección de sobrecarga y cuerpo a prueba de polvo.

Unidades por caja: 1

// //