

Organizador Slide G10 para Jeringas (16+2) e Instrumental Blanco VeeSlide



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$44.100,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [VeeSlide](#)

Descripción

Organizador Slide G10 para Jeringas (16+2) e Instrumental Blanco VeeSlide

- Objeto funcional y de diseño. El acrílico transparente de alta calidad combina con los distintos colores de los insumos alojados y mantiene los elementos esenciales visibles.

- Materialidad: Fabricados en acrílico de alta calidad.
- Color: Combinaciones: transparente/blanco • transparente/negro • transparente/rosa.
- Dimensiones: 30 cm (largo) x 15,5 cm (ancho) x 8 cm (alto).

Unidades por caja: 1

// //