

Postes de Fibra de Vidrio Cónicos EXACTO Angelus #3 x Unidad



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$8.000,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Angelus](#)

Descripción

Descripción

Poste cónico de fibra de vidrio.

Indicación

Apoyo de restauraciones y coronas protésicas

Características y Beneficios

- **Doble conicidad**

Mejor adaptación al conducto

- **Proporción óptima entre fibra y resina**

Alta resistencia

- **Translúcido**

Estética

- **Fibra de vidrio especial**

Alta transmisión de luz

- **Alta radiopacidad**

Excelente identificación radiográfica

- **Fresas estandarizadas con punta inactiva**

Calibración exacta de los pernos con la fresa del Kit. Estrecha línea de cementación.

- **Módulo de elasticidad similar al de la dentina**

Bajo riesgo de fractura radicular

- **Versatilidad de tamaños**

Adaptación a la mayoría de los casos clínicos

- **Cursor delimitador**

Ajuste del corte e identificación del número de perno

- **Uso directo (prefabricado)**

Ahorro de tiempo clínico y costos laboratoriales

///