

Postes de Fibra de Vidrio ParaPost Taper Lux COLTENE Azul 4.5



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

24754-45.jpg



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$11.300,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [COLTENE](#)

Descripción

Repuesto por unidad en Pouch estéril: 1.14mm - x1 - #4.5

- Taper 04 ideal para conductos preparados con instrumental rotatorio
- Fibras unidireccionales, de principio a fin del poste. Mejor distribución de las fuerzas funcionales.
- Estéticos.
- Permite el paso de la luz al fondo del conducto. Polimerización garantizada.
- Reconstrucción directa del muñón en boca.
- Triple cabezal redondeado, evitando el estrés.
- Anti-rotación, reduce los puntos de tensión.
- Lóbulos a lo largo del poste para generar macro retenciones.
- Micro retenciones en su superficie

- Módulo flexural similar a la dentina.
- Altamente radiopaco.
- Indicados especialmente para sector anterior con perdida total del área coronal.
- Presilanizados

// //