

## Pulidores Polidont para Composite MICRODONT con Mandril x 28 und.



Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio Anterior

\$26.000,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [MICRODONT](#)

Descripción

## Kit Polidont Introductorio

Los discos de pulido y acabado Microdont son de poliéster flexible e impregnados con óxido de aluminio o diamante. Su metal expuesto sin superficie facilita el proceso de pulido y es más seguro.

---

Código	Descripción	Granulidad
10502006	mandril snap-on	
11001001	disco	Súper grueso
11001002	disco	Súper grueso
11001003	disco	Grueso
11001004	disco	Grueso
11001005	disco	Medio
11001006	disco	fino
11001007	disco	Extra fino

Unidades por caja: 28

///