

Resina 3D Bio Splint Transparente PRIZMA 250g



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$164.600,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Prizma](#)

Descripción

Resina Prizma 3D Bio Splint

Compruebe la compatibilidad de la resina con tu impresora.

prizma 3D Bio Splint es una resina biocompatible apta para la impresión 3D de retenedores (férulas) y placas mioelajantes.

Resinas: Resina 3D Bio Splint Transparente PRIZMA 250g

Altamente transparente, Bio Splint ofrece impresiones con una resistencia y dureza óptimas.

Indicaciones: Placas mioelásticas y retenedores (férulas)
Impresora 3D: LCD y DLP

Unidades por caja: 1

// //