

Sillón Personal Colibrí con Tapizado PVC DABI ATLANTE



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [DABI ATLANTE](#)

Descripción

Sillón Personal Colibrí con Tapizado PVC DABI ATLANTE

- Sillón Dental PERSONAL HASTFLEX, Cromax Hastflex 200PC (Sillón ambidiestro con Joystick pedal 5 teclas, iTouch, Salivadera con sensor + 1 succionador V + rebatible 60°)
- Platina SYNCRUS G3 H TB - Dabi (Jeringa Triple, 2 Salidas Neumáticas)
- Tapizado del Sillón en PVC (Color a escoger)

- Tapizado Taburete Soft PVC (Color a escoger)
- Banqueta Profesional (Ref. GLX)
- Kit Control Pad para Equipo G3 con Negatoscopio
- Reflector (Head Light) - Sirius G8 Sens • 3 LED's DB
- Kit Terminal BORDEN para Platina H
- Kit Brazo Asistente UA G2 DB con Pad

// //