

Sillón Prestige Colibrí con Tapizado Cuero DABI ATLANTE



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [DABI ATLANTE](#)

Descripción

Sillón Prestige Colibrí con Tapizado de Cuero DABI ATLANTE

- Sillón NEW CROMA (Joystick Pedal 7 teclas integrado, iTouch, digital, sistema anti aplastamiento, función *trendelemburg*, brazo rebatible neumático).
- Platina SYNCRUS G3 H TB - Dabi (Jeringa, 2 Salidas Neumáticas + Pad digital + Negatoscópico)
- Tapizado del Sillón en PVC (Color a escoger)

- Tapizado Taburete Soft PVC (Color a escoger)
- Banqueta Profesional (Ref. GLX)
- Salivadera SYNCRUS G3 E 2TV (1 Suctor V + VP • con Sensor • 60° de movimiento • con Filtro)
- Brazo de Foco modelo PRESTIGE
- Reflector (Head Light) - Sirius G8 Sens • 3 LED's DB
- Kit Terminal BORDEN para Platina H
- Kit Brazo Asistente UA G3 DB con Pad Digital

// //