



Sistema Radiográfico Digital RVG EAGLE Sensor #1 sin Posicionadores



3045.jpg



Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$1.777.700,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [EAGLE - Saevo](#)

Descripción

Sistema Radiográfico Digital RVG Eagle Sensor N1 sin Posicionador

- Resolución (px/mm): 25
- Dimensión Exterior (mm): 22,5x29,7
- Superficie Activa (mm): 17x22
- Dimensión de Matriz: 850x1100
- Pixeles (Megapixeles): 0,93
- Tecnología: CMOS
- Escala de Grises: 4096
- Profundidad de Bits: 12 bits
- Formatos de Imagen: TIFF, JPG, PNG, BMP, DICOM

Equipos: Sistema Radiográfico Digital RVG EAGLE Sensor #1 sin Posicionadores

- Fibra Óptica: 1
- Peso: 60 g
- Conexión: USB 2.0 alta velocidad
- Largo del Cable: 3 m

Unidades por caja: 1

// //