

Taladro ParaPost Taper Lux COLTENE Rojo 5.0



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

24755-50.jpg



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$23.200,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [COLTENE](#)

Descripción

- Presentación Repuesto por unidad: Taladros ParaPost TaperLux 1.25mm - x1 - #5.0
- Taladro para la preparación del conducto antes de la cementación de un poste.
- Diseñados para generar el espacio ideal entre dentina, cemento y poste.
- Codificadas por color para su fácil identificación.

// //