

Termoplaca .030"/0.75mm Rígida Cristal BioAlign Bio•Art p/ Alineadores x5 und.



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab



IMÁGENES SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

dentalab

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio Anterior

\$15.100,00

Descuento

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Marca: [Bio•Art](#)

Descripción

Termoplaca .030"/0.75mm Rígida Cristal BioAlign Bio•Art p/ Alineadores x5 und.

Espesor	0,75mm
Materia Prima	Copolíster
Formatos	Redondo / Cuadrado
Dimensiones	Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Cuadrada = 126x126mm
Colores	Translúcido
Suministro	Paquetes con 5 unid.
Punto de Plastificación	Visual: Arrugamiento
Higroscopia (absorción de Humedad)	SÍ, UTILIZAR PRONTAMENTE LUEGO DE ABIERTO EL PAQUETE. ALMACENAR LAS PLACAS RESTANTES EN EL MISMO PAQUETE EN AMBIENTE LIBRE DE HUMEDAD
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none">• Alineadores ortodónticos• Aparatos ortodónticos

Unidades por caja: 1

// //